

Zweihals-Aufsätze, zwei NS-Hülsen



Zweihals-Aufsätze

Mit zwei NS-Hülsen und einem NS-Kern, Steigungswinkel: 105°, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Hülse senkr.(NS)	Hülse schräg (NS)	Kern (NS)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14/23	14/23	14/23	1	5 0001 11
19/26	19/26	19/26	1	5 0002 22
29/32	14/23	29/32	1	5 0004 14
29/32	29/32	29/32	1	5 0004 44