


## Zweiweg-Kegelhähne mit massivem Glasküken



Zweiweg-Kegelhähne mit massivem Glasküken  
Mit massivem Glasküken und Gewindehahnsicherung,  
zwei schräge Bohrungen, Material: Borosilikatglas 3.3, die  
Dichtheit entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-  
1

Hahn (NS)	Bohrung (mm)	VPE (Stück)	Art.-Nr.
14,5	2,5	1	2 4014 02
18,8	4,0	1	2 4018 04
14,5*	1,5 cap	1	2 4614 01
14,5*	2,5 cap	1	2 4614 02

mit kapillaren Ansatzrohren