

# TSE, BSE & ADI / Inhaltsstoffe tierischer Herkunft

**Lenz Laborglas GmbH & Co. KG**

Am Ried 8, 97877 Wertheim  
+49 (0) 93 42 96 09-0  
[info@lenz-laborglas.de](mailto:info@lenz-laborglas.de)  
[www.lenz-laborglas.de](http://www.lenz-laborglas.de)

Wertheim, Juni 2025

# TSE, BSE & ADI / Inhaltsstoffe tierischer Herkunft

Unsere Produkte werden, sofern nicht anders angegeben, aus reinem, amorphem Borosilikatglas 3.3 hergestellt.

Borosilikatglas 3.3 besteht aus den folgenden mineralischen Rohstoffen:

## Chemische Zusammensetzung Borosilikatglas 3.3 (typisch in Gewicht-%):

| Elemente                       | nach Gewicht | Elemente                       | nach Gewicht |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 80,60 %      | MgO                            | 0,05 %       |
| B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>  | 12,60 %      | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,04 %       |
| Na <sub>2</sub> O              | 4,20 %       | CaO                            | 0,10 %       |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 2,20 %       | Cl                             | 0,10 %       |

Sofern nicht anders angegeben

## Inhaltsstoffe tierischer Herkunft (ADI):

Unsere Produkte kommen weder vor noch während des Herstellungsprozesses mit Substanzen tierischen oder vegetabilen Ursprungs in Kontakt.

Ein Infektionsrisiko durch Transmissible Spongiforme Enzephalopathien (TSE) oder deren Bovine Form (BSE) besteht demnach nicht.

Wir bestätigen hiermit, dass die von uns hergestellten Produkte in Konformität mit den Verordnungen stehen.

