

TSE, BSE et ADI / Ingrédients d'origine animale

Lenz Laborglas GmbH & Co. KG

Am Ried 8, 97877 Wertheim
+49 (0) 93 42 96 09-0
info@lenz-laborglas.de
www.lenz-laborglas.de

Wertheim, Août 2026

TSE, BSE et ADI / Ingrédients d'origine animale

Sauf indication contraire, nos produits sont fabriqués à partir de verre borosilicaté 3.3 pur et amorphe.

Le verre borosilicaté 3.3 est composé des matières premières minérales suivantes :

Composition chimique du verre borosilicaté 3.3 (valeurs typiques en % en poids) :

Éléments	par poids	Éléments	par poids
SiO ₂	80,60 %	MgO	0,05 %
B ₂ O ₃	12,60 %	Fe ₂ O ₃	0,04 %
Na ₂ O	4,20 %	CaO	0,10 %
Al ₂ O ₃	2,20 %	Cl	0,10 %

Sauf indication contraire

Ingrédients d'origine animale (ADI) :

Nos produits n'entrent en contact avec aucune substance d'origine animale ou végétale, ni avant ni pendant le processus de fabrication.

Il n'existe donc aucun risque d'infection par les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) ou leur forme bovine (ESB).

Nous confirmons par la présente que les produits que nous fabriquons sont conformes à la réglementation.

