Ampoule à décanter, cylindrique, avec clé en PTFE, avec graduation



Ampoule à décanter, cylindrique, avec clé en PTFE, avec graduation

Forme cylindrique avec tube d’écoulement, avec joint femelle RIN et bouchon en plastique (PE), avec clé en PTFE, avec robinet fileté pour sécuriser des liaisons, avec graduation pour la lecture du volume approximatif, matériau : verre borosilicaté 3.3

Volume (ml)	Femelle (NS)	Ouverture (mm)	Division (ml)	UE (pièces)	N° d'article
50	29/32	2,5	1	2	4 0261 28
100	29/32	2,5	2	2	4 0261 37
250	29/32	4,0	5	2	4 0261 49
500	29/32 %			2	4 0261 58
1000	29/32	6,0	s 20	2	4 0261 70

Generated on 2026-10-30