Tête à reflux selon Stutzer, droit



Tête à reflux selon Stutzer, droit

Conception droite, avec joint femelle RIN et joint mâle RIN, pour la séparation des gouettes (embout direct pour le ballon de distillation), fabriqué à partir de tubes DURAN®.

Mâle (NS)	Femelle (NS)	UE (pièce)	N° d'article
14/23	14/23	1	5 0350 11
14/23	29/32	1	5 0350 45
24/29	19/26	1	5 0350 32
29/32	29/32	1	5 0350 44

Generated on 2026-10-30