Tête à reflux selon Stutzer, courbée



Tête à reflux selon Stutzer, courbée

Conception courbée (75°), avec deux joints mâles RIN, pour la séparation des gouettes (embout direct pour le ballon de distillation), fabriqué à partir de tubes DURAN®.

Mâle (NS)	Femelle (NS)	UE (pièce)	N° d'article
14/23	14/23	1	5 0370 11
19/26	19/26	1	5 0370 22
24/29	19/26	1	5 0370 32
24/29	24/29	1	5 0370 33
29/32	29/32	1	5 0370 44

Generated on 2026-10-30